



| Produktový list |

Antidekubitní podložky

Antidekubitní pomůcky

Antidekubitní podložky kuličkové

Uplatnění

Nemocnice, domácí péče, pečovatelské domy
Podložení končetin při delším ležení - prevence
před proleženinami

Složení výrobku

- výplň polystyrenové kuličky
- pásky se suchým zipem
- potah z polyesterové tkaniny se zátěrem

Výhody

- podložka se optimálně vytvaruje podle velikosti
a tvaru končetiny
- vysoký komfort
- pružný, voděodolný a prodyšný, omyvatelný potah

Číslo výrobku

161-2 Podložka pod loket

162-2 Podložka pod patu



foam
for care