





| Produktový list |

# Individuální řešení

## Zákaznická řešení

### Mezinožní klín

číslo výrobku 140  
rozměr 300 x 250 x 140 mm



### Artrodézní podložka

číslo výrobku 144 -levá  
145 -pravá  
rozměr 440 x 440 x 100 mm



### Podkrčník

číslo výrobku 146  
300 x 300 x 130 mm



### Opěra zad

číslo výrobku 150  
rozměr 300 x 350 x 200 mm



### Dětská podložka

číslo výrobku 134  
rozměr 600 x 550 x 100 mm

### Zákaznická řešení



#### Uplatnění

Nemocnice, pečovatelské domy,  
porodnice, domácí péče

#### Složení výrobku

- polyuretanová pěna
- povrch opatřený polyuretanovým nástříkem nebo potahem z omyvatelné tkaniny

#### Výhody

- možnost libovolných rozměrů a tvarů
- široká škála pěn, různé tuhosti
- volba potahových materiálů dle individuálních požadavků

