



| Produktový list |

# Matrace HOME

## Matrace pro domácí péči

**Vysoce kvalitní matrace pro domácí péči v praktickém komprimovaném balení**

### Uplatnění

Domácí ošetřování

### Složení výrobku

- 12 cm vysoké polyuretanové jádro o hustotě 35 kg/m<sup>3</sup>
- neobsahuje freony, formaldehydy a kovy
- bavlněný potah se zipem

### Výhody


- snímatelný a prateľný potah, možno sušit v sušičce
- potah ze 100% bavlny
- komprimované balení
- komfortní matrace z vysoce odolné PUR pěny

### Rozměry

- 2000 x 900 x 120 mm
- jiné rozměry dle požadavku

### Označení výrobku

HOME



foam  
for care