



## Antidekubitní matrace

**Oboustranná matrace, unikátní vysoce odolné profilované jádro s různou tuhostí na každé straně**

### Uplatnění

Kubuflex je antidekubitní matrace pro použití v nemocnicích a pečovatelských ústavech

### Složení výrobku


- celková výška matrace 17cm
- dvě vrstvy vysoce pružných pěnových kostek spojených elastickým plátnem
- tři různě tuhé vrstvy pro ramena, pánev a paty
- šitý, PU nánosovaný hygienický potah
- měkčí strana pro osoby do 100kg, tužší nad 100kg

### Výhody

- vysoká bodová elasticita: ramena, páteř a pánev se zanoří do matrace bez pocitu odporu; výřezy mezi jednotlivými kostkami činí matraci velmi přizpůsobivou
- profil jádra velmi vhodný pro polohování
- prevence vzniku proleženin:
  - \* nejvyšší povrchové zatížení < 55 mmHg
  - \* velká povrchová plocha: přes 90% dotykové plochy v oblasti ramen, přes 80% v oblasti pánve
- vysoká prodyšnost PU nánosovaného potahu

### Označení výrobku

Kubuflex



### Čištění

- běžným PH-neutrálním čisticím prostředkem
- povrchová desinfekce 70% lihovým přípravkem



### Rozměry

- dle poptávky