



| Produktový list |

Matrace MEDIC

Antidekubitní matrace

Základní antidekubitní matrace pro mobilní pacienty

Uplatnění

Matrace MEDIC je antidekubitní matrace snižující tlak pro užití v nemocnicích a pečovatelských ústavech

Složení výrobku

- 12 cm vysoká vrstva profilované studené polyuretanové pěny
- polyesterový potah se zátěrem opatřený zipem s chlopní

Výhody



- 12 cm vysoké jádro z vysoce pružné pěny je komfortní a vysoce odolné vůči proležení
- profil matrace s výrazným antidekubitním účinkem
- omyvatelný a paroprodyšný potah, který lze snímat a prát až do 95°C

Rozměry

- 2000 x 900 x 120 mm
- jiné rozměry dle požadavku

Označení výrobku

MEDIC



Tlaková mapa pacienta 178cm/92kg po 20min ležení

Další možnosti

- snížení hořlavosti užitím pěny splňující normu European Standard BS 5852 Crib 5
- použití zpevněných boků usnadňujících vstávání pacientů



foam
for care