



| Produktový list |

Matrace MONO

Nemocniční matrace

Základní nemocniční matrace

Uplatnění

Matrace MONO je kvalitní matrace s omyvatelným potahem pro užití v nemocnicích, pečovatelských ústavech i pro domácí péči

Složení výrobku

- 12 cm vysoká vrstva samozhášivé polyuretanové pěny
- polyesterový potah se zátěrem opatřený zipem s chlopní

Výhody


- 12 cm vysoké jádro z vysoce pružné polyuretanové pěny je komfortní a vysoce odolné vůči proležení
- omyvatelný a paroprodyšný potah, který lze snímat a prát až do 95°C
- snížení hořlavosti celé matrace užitím pěny i potahu splňující normu European Standard BS 5852 Crib 5 (tzv. "zápalkový test")

Rozměry

- 2000 x 900 x 120 mm
- jiné rozměry dle požadavku

Označení výrobku

MONO



Další možnosti

- lze použít tužší pěnu pro pacienty s vyšší hmotností



foam
for care