



| Produktový list |

Ochrany bočnic postele

Ochranné pomůcky

Pěnová ochrana bočnic, lze zavěsit na většinu nemocničních postelí

Uplatnění

Nemocnice, domácí péče, pečovatelské domy
Prevence zranění

Složení výrobku

- ochranné jádro z polyuretanové pěny
- potah z polyesterové tkaniny se zátěrem

Rozměry

Ochrana bočnic 1960 x 380 x 110 mm
Ochrana čel 810 x 250 x 110 mm

Číslo výrobku

- 011 Ochrana bočnic
- 012 Ochrana čel



foam
for care