




| Produktový list |

# Pomůcky pro operační sály


## Zákaznická řešení

### Operační krční límec

číslo výrobku 148  
rozměr 300 x 150 x 70 mm



Podložka pro operace  
intervertebrální ploténky  
číslo výrobku 149-1  
rozměr 720 x 390 x 110mm




Podložka pro operační stoly, angiografii,  
počítačovou tomografii, rentgenování

### Složení výrobku

- polyuretanová pěna + viskoelastická pěna Viscoline®
- výška 70 mm
- potah z polyesterové tkaniny se zátěrem
- horní strana s antistatickým povrchem, spodní s protiskluzovou úpravou

### Výhody

- hygienický, antibakteriální, nepropustný a paroprodyšný potah
- prevence vzniku dekubitů
- přesné přizpůsobení na rozměry stolu



## Zákaznická řešení

### Uplatnění

Nemocnice

### Další možnosti

- možnost libovolných rozměrů a tvarů
- svařované potahy
- uchycení pomocí suchého zipu či jiným způsobem

