



| Produktový list |

Pádová podložka

Ochranné pomůcky

Rozkládací podložka s omyvatelným potahem chrání pacienta před zraněním

Uplatnění

Nemocnice, domácí péče, pečovatelské domy
Ochrana při pádu z postele

Složení výrobku

- výplň podložky tvoří speciální lehká pěna absorbující náraz
- potah z polyesterové tkaniny se zátěrem
- spodní vrstva opatřena protiskluzovou koženkou

Výhody


- vynikající absorpční účinky
- lehká, snadno přenosná
- skladná - lze složit
- pružný, voděodolný a prodyšný potah
- snadná údržba potahu, lze prát

Rozměry

1960 x 600 x 70 mm v rozloženém stavu
980 x 600 x 70 mm ve složeném stavu

Číslo výrobku

160-2 Pádová podložka



foam
for care