



| Produktový list |

Podpora pro radiální punkci

Zákaznická řešení

Podpora pro radiální punkci

Uplatnění

Nemocnice

Lékařská vyšetření, katetrizování

Složení výrobku

- tvarovaná výplň z polyuretanové pěny
- potah z omyvatelné tkaniny

Výhody

- vysoká stabilita
- jednoduše poskytuje správnou pozici předloktí stejně tak jako ochranu pacienta i lékaře
- použití bez dalších doplňujících podložek
- snímatelný, omyvatelný, nepropustný a paroprodyšný potah

Rozměry

485 x 135 x 70 mm

Číslo výrobku

175-2 Podpora pro radiální punkci



foam
for care