



Potahy

Potah BRAVO

Složení výrobku

- polyesterová tkanina s jednostranným polyuretanovým zátěrem
- váha tkaniny 175g/m²

Vlastnosti

- protipožární odolnost dle normy BS 7175 Crib 5
- neobsahuje PVC
- nepropustné pro bakterie a viry
- nepropustné tělním tekutinám
- paroprodyšnost nad 400g/m²/24hod
- elastické - netvoří záhyby

Možnosti

- antistatická úprava
- protiskluzová úprava
- lehčí potah s váhou 125g/m²



Výhody

- příjemný komfort ležení
- snížené pocení
- nižší riziko vzniku proleženin
- vysoká protipožární odolnost
- antibakteriální úprava
- snadné zacházení



Údržba

- čištění prostým otřením běžným PH-neutrálním čisticím prostředkem
- povrchová desinfekce 70% lihovým prostředkem
- lze prát až do 95°C

